

ARGOLENS

Název čochky	Materiál	Základní struk. jednotky	Interval výměn	Režim nošení	Základní zakřivení [mm]	Průměr čochky [mm]	Dioptrický rozsah [dpt]	Obsah vody [%]	DK 10^{-11} [barrer]	FDA klasifikace	Poznámky
EV 38	polymacon	HEMA	roční	denní	8.3, 8.7, 9.1	14.2	+10.0 až -10.0	38	8	I	asférická (přední pl.)
Incanto 78	filcon 3a	PVP	roční	prodloužené denní	7.8, 8.1, 8.4, 8.7, 9.0	13.5, 14.5	+20.0 až -20.0	78	64	II	*1 terapeutická
Rx sférická	xylofilcon A, B, C	PVP	roční	denní	bez omezení	bez omezení	bez omezení	58 67 77	21 30 53	II	
Rx torická	xylofilcon A, C	PVP	roční	denní	7.8 až 9.8	14.0 až 16.5	sf. bez omezení cyl do -11.0 osa po 1°	58 67	21 30	II	torická
PV 150-200-250 Gold	polymacon	HEMA	roční	denní	8.3, 8.7, 9.1	14.2	+10.0 až -10.0	38	8	I	multifokální asférická (přední pl.)
Hypa 7	filcon 3a	PVP	3 - měsíční	denní	8.4, 8.7	14.2	+8,0 až -8,0	60	26	II	asférická (zadní pl.)
Ultra Wave 60	hioxifilcon A	Gly MA	měsíční	denní	8.7	14.4	+6.0 až -12.0	57	19,9	II	asférická (přední pl.)
Ultrasilk 55 A.C.	methafilcon A	HEMA, MA	měsíční	denní	8.6	14.2	+12.0 až -12.0	55	23	IV	
Ultrasilk 55 A.C. Toric	methafilcon A	HEMA, MA	měsíční	denní	8.7	14.5	sféra 0.0 až -6.0 cyl -1,0 a -1.75 osa po 10°	55	23	IV	torická

*1 – Hodnota Dk tohoto materiálu se vymyká běžně udávaným hodnotám Dk pro tento materiál

CIBA VISION

Název čochy	Materiál	Základní struk. jednotky	Interval výměn	Režim nošení	Základní zakřivení [mm]	Průměr čochy [mm]	Dioptrický rozsah [dpt]	Obsah vody [%]	DK 10^{-11} [barrer]	FDA klasifikace	Poznámky
Weicon CE	tefilcon	VP - MMA	roční	denní	8.6, 8.9	13.0, 13.8, 14.6	+25.0 až -25.0	60	28	II	asférická (zadní pl.)
Prosthetic	phefilcon A	HEMA, EEMA, MA	roční	denní	8.3, 8.6, 8.9	13.5, 13.8, 14.5	+20.0 až -20.0	38 55	9 16	I II	terapeutická
Focus Visitint	vifilcon A	HEMA, PVP, MA	měsíční	denní	8.6, 8.9	14.0	+6.0 až -15.0	55	20	IV	
Focus Toric	vifilcon A	HEMA, PVP,	měsíční	denní	8.9, 9.2	14.5	sf +4.0 až -6.0 cyl -1.0, -1.75, -2.5 osa po 10°	55	20	IV	torická
Focus Progressives	vifilcon A	HEMA, PVP, MA	měsíční	denní	8.6, 8.9	14.0	+6.0 až -7.0	55	20	IV	multifokální
Precision UV	vasurfilcon A	MMA, VP	měsíční	denní	8.4, 8.7, 9.1	14.4	+10.0 až -16.0	74	38	II	
Fresh Look Handlig Tint	phefilcon A	HEMA, EEMA, MA	měsíční	denní	8.6	14.5	+6.0 až -8.0	55	16	IV	
Air Optix Night & Day	lotrafilcon A	Fluoro Silicone Hydrogel	měsíční	kontinuální prodloužené flexibilní denní	8.4, 8.6	13.8	+6.0 až -10.0	24	140	I	
Air Optix	lotrafilcon B	Fluoro Silicone Hydrogel	měsíční	flexibilní denní	8.6	14.2	+6.0 až -10.0	33	110	I	
Focus Dailies	nelfilcon A	PVA	denní	denní	8.6	13.8	+6.0 až -10.0	69	26	II	All Day Comfort
Focus Dailies Toric	nelfilcon A	PVA	denní	denní	8.6	14.2	sf +4.0 až -8.0 cyl -0.75, -1.5 osa 180° a 90°	69	26	II	torická All Day Comfort
Focus Dailies Progressives	nelfilcon A	PVA	denní	denní	8.6	13.8	+5.0 až -6.0	69	26	II	multifokální
Focus Softcolors	vifilcon A	HEMA, PVP, MA	měsíční	denní	8.6, 8.9	14.0	+6.0 až -8.0	55	20	IV	barevná tónovací

CIBA VISION pokračování

Název čočky	Materiál	Základní struk. jednotky	Interval výměn	Režim nošení	Základní zakřivení [mm]	Průměr čočky [mm]	Dioptrický rozsah [dpt]	Obsah vody [%]	DK 10^{-11} [barrer]	FDA klasifikace	Poznámky
Fresh Look Colors	phemfilcon A	HEMA, EEMA, MA	měsíční	denní	8.6	14.5	+6.0 až -8.0	55	16	IV	barevná krycí
Fresh Look Color Blends	phemfilcon A	HEMA, EEMA, MA	měsíční	denní	8.6	14.5	+6.0 až -8.0	55	16	IV	barevná krycí
Fresh Look Dimenions	phemfilcon A	HEMA, EEMA, MA	měsíční	denní	8.6	14.5	+6.0 až -8.0	55	16	IV	barevná krycí
Fresh Look Radiance	phemfilcon A	HEMA, EEMA, MA	měsíční	denní	8.6	14.5	+6.0 až -8.0	55	16	IV	barevná rozjasňující
Fresh Look One Day Color	nelfilcon A	PVA	denní	denní	8.6	13.8	0.0 až -6.0	69	26	II	barevná krycí
Wild Eyes	phemfilcon A	HEMA, EEMA, MA	měsíční	denní	8.6	14.5	0.0 až -4.0	55	16	IV	barevná krycí-crazy
Wild Eyes 2 Go	phemfilcon A	HEMA, EEMA, MA	měsíční	denní	8.6	14.5	0.0	55	16	IV	barevná krycí-crazy

T & J OPTICAL

Název čočky	Materiál	Základní struk. jednotky	Interval výměn	Režim nošení	Základní zakřivení [mm]	Průměr čočky [mm]	Dioptrický rozsah [dpt]	Obsah vody [%]	DK 10^{-11} [barrer]	FDA klasifikace	Poznámky
Fresh Eye Aspheric	methafilcon A	HEMA, MA	měsíční	denní	8.3, 8.6	14.2	+8.0 až -12.0	55	18	IV	asférická (přední pl.)

JOHNSON & JOHNSON VISION CARE

Název čočky	Materiál	Základní struk. jednotky	Interval výměn	Režim nošení	Základní zakřivení [mm]	Průměr čočky [mm]	Dioptrický rozsah [dpt]	Obsah vody [%]	DK 10^{-11} [barrer]	FDA klasifikace	Poznámky
Surevue	etafilcon A	HEMA, MA	měsíční	denní	8.4, 8.8, 9.1	14.0, 14.4	+6.0 až -9.0	58	28	IV	
Acuvue	etafilcon A	HEMA, MA	14 - denní	prodloužené flexibilní denní	8.4, 8.8, 9.1	14.0, 14.4	+8.0 až -11.0	58	28	IV	
Acuvue 2	etafilcon A	HEMA, MA	14 - denní	prodloužené flexibilní denní	8.3, 8.7	14.0	+8.0 až -12.0	58	28	IV	
Acuvue Advance	galyfilcon A	Silicon Hydrogel, VP	14 - denní	denní	8.3, 8.7	14.0	+8.0 až -12.0	47	60	I	
Acuvue Advance for Astigmatism	galyfilcon A	Silicone Hydrogel, VP	14 - denní	denní	8.6	14.5	sf +6.0 až -9.0 cyl -0.75 až -2.25 osa po 10°	47	60	I	torická
Acuvue Bifocal	etafilcon A	HEMA, MA	14 - denní	prodloužené flexibilní denní	8.5	14.2	sf +6.0 až -9.0 add +1.0 až +2.5	58	28	IV	bifokální
I Day Acuvue	etafilcon A	HEMA, MA	denní	denní	8.5, 9.0	14.2	+6.0 až -12.0	58	28	IV	
I Day Acuvue Moist	etafilcon A	HEMA, MA	denní	denní	8.5, 9.0	14.2	+6.0 až -12.0	58	28	IV	
Acuvue 2 Colors	etafilcon A	HEMA, MA	14 - denní	denní	8.3, 8.7	14.0	+6.0 až -9.0	58	28	IV	barevná krycí i tónovací
I Day Acuvue Colors	etafilcon A	HEMA, MA	denní	denní	8.5	14.2	0.0 až -6.0	58	28	IV	barevná krycí

MEOPH

Název čochy	Materiál	Základní struk. jednotky	Interval výměn	Režim nošení	Základní zakřivení [mm]	Průměr čochy [mm]	Dioptrický rozsah [dpt]	Obsah vody [%]	DK 10^{-11} [barrer]	FDA klasifikace	Poznámky
Clear 38	polymacon	HEMA	3 - měsíční	denní	8.6	14.0	+6.0 až -12.0	38	9.5	I	
Clear 55A	methafilcon A	HEMA, MA	měsíční	denní	8.6	14.2	+6.0 až -12.0	55	18.8	IV	asférická (přední pl.)
Clear All - Day	hioxifilcon A	Gly MA	měsíční	flexibilní denní	8.6	14.2	+6.0 až -12.0	57	19.9	II	asférická (přední pl.)
Clear 58	etafilcon A	HEMA, MA	14 - denní	denní	8.3, 8.7	14.0, 14.5	+6.0 až -10.0	58	19.85	IV	
Clear I - Day	hioxifilcon A	Gly MA	denní	denní	8.7	14.2	-0.5 až -10.0	58	19.85	II	asférická (přední pl.)

POLYMER PRODUCTS

Název čochy	Materiál	Základní struk. jednotky	Interval výměn	Režim nošení	Základní zakřivení [mm]	Průměr čochy [mm]	Dioptrický rozsah [dpt]	Obsah vody [%]	DK 10^{-11} [barrer]	FDA klasifikace	Poznámky
Super Steep	polymacon	HEMA	roční	denní	8.1	13.0, 14.1, 14.5, >15.0	+25.0 až -25.0	38	8.9	I	
Steep	polymacon	HEMA	roční	denní	8.4	13.0, 14.1, 14.5, >15.0	+25.0 až -25.0	38	8.9	I	
Average	polymacon	HEMA	roční	denní	8.7	13.0, 14.1, 14.5, >15.0	+20.0 až -20.0	38	8.9	I	
Flat	polymacon	HEMA	roční	denní	9.0	13.0, 14.1, 14.5, >15.0	+20.0 až -20.0	38	8.9	I	

NEOMED

Název čočky	Materiál	Základní struk. jednotky	Interval výměn	Režim nošení	Základní zakřivení [mm]	Průměr čočky [mm]	Dioptrický rozsah [dpt]	Obsah vody [%]	DK 10^{-11} [barrier]	FDA klasifikace	Poznámky
Omniflex SoftBlue	lidofilcon A	MMA, VP	roční	denní	8.4, 8.8	14.3	+20.0 až -20.0	70	32	II	
Omniflex Toric	lidofilcon A	MMA, VP	roční	denní	8.4, 8.8	14.5	sf +20.0 až -20.0 cyl -0.5 až -6.0 osa po 1°	70	32	II	torická
Formula 55 UV	methafilcon A	HEMA, MA	9 - měsíční	denní	8.6, 8.9	14.2	+8.0 až -10.0	55	23	IV	
Acti Fresh 400	lidofilcon A	MMA, VP	měsíční	denní	8.4, 8.8	14.3	+10.0 až -15.0	73	35	II	
Frequency 55	methafilcon A	HEMA, MA	měsíční	denní	8.6, 8.8, 8.9	14.2	+8.0 až -10.0	55	23	IV	
Frequency 55 Aspheric	methafilcon A	HEMA, MA	měsíční	denní	8.7	14.4	+8.0 až -10.0	55	23	IV	asférická (přední pl.)
Proclear	omafilcon A	HEMA, PC - HEMA	měsíční	flexibilní denní	8.6	14.2	+10.0 až -10.0	62	27	II	
Frequency XCEL Toric	methafilcon A	HEMA, MA	měsíční	denní	8.7	14.4	sf +6.0 až -8.0 cyl -0.75 až -2.25 osa po 10°	55	23	IV	torická
Frequency XCEL Toric XR	methafilcon A	HEMA, MA	měsíční	denní	8.7	14.4	sf +6.0 až -8.0 cyl -2.75 až -3.25 osa po 5°	55	23	IV	torická
Proclear Multifocal	omafilcon A	HEMA, PC - HEMA	měsíční	flexibilní denní	8.7	14.4	sf +4.0 až -6.0 add +1,0 až +2.5	62	27	II	multifokální typ D a N
Biomedics I Day	ocufilcon B	HEMA, MA	denní	denní	8.7	14.2	+6.0 až -10.0	52	17	IV	
Expressions Colors	methafilcon A	HEMA, MA	měsíční	denní	8.7	14.4	+4.0 až -6.0	55	23	IV	barevná krycí
Images	methafilcon A	HEMA, MA	měsíční	denní	8.6	14.2	0.0 až -6.0	55	23	IV	barevná krycí

NEOMED - pokračování

Název čočky	Materiál	Základní struk. jednotky	Interval výměn	Režim nošení	Základní zakřivení [mm]	Průměr čočky [mm]	Dioptrický rozsah [dpt]	Obsah vody [%]	DK 10^{-11} [barrer]	FDA klasifikace	Poznámky
Crazy v blistru	methafilcon A	HEMA, MA	měsíční	denní	8.6	14.2	0.0 až -4.0	55	23	IV	barevná krycí-crazy
Crazy Cat v blistru	methafilcon A	HEMA, MA	měsíční	denní	8.6	14.2	0.0 až -4.0	55	23	IV	barevná krycí-crazy

OPTIMUM DISTRIBUTION

Název čočky	Materiál	Základní struk. jednotky	Interval výměn	Režim nošení	Základní zakřivení [mm]	Průměr čočky [mm]	Dioptrický rozsah [dpt]	Obsah vody [%]	DK 10^{-11} [barrer]	FDA klasifikace	Poznámky
Optima FW	polymacon	HEMA	3 - měsíční	denní	8.4, 8.7, 9.0	14.0	+4.0 až -9.0	38	9.5	I	
SofLens 66	alfafilcon A	HEMA, VP	měsíční	denní	S/M, F/M	14.2	+6.0 až -9.0	66	32	II	
SofLens 59	hilafilcon B	HEMA, VP	měsíční	denní	8.6	14.2	+6.0 až -9.0	59	22	II	
Pure Vision	balafilcon A	Silicone Hydrogel	měsíční	kontinuální prodloužené flexibilní denní	8.6	14.0	+6.0 až -12.0	36	99	II	
SofLens 66 Toric	alfafilcon A	HEMA, VP	měsíční	denní	8.5	14.5	sf +6.0 až -9.0 cyl -0.75 až -2.75 osa po 10°	66	32	II	torická
SofLens Multifocal	polymacon	HEMA	měsíční	denní	8.5, 8.8	14.5	sf +6.0 až -10.0 add +0.75 až +2.5	38	9.5	I	multifokální
SofLens One Day	hilafilcon A	HEMA, NVP	denní	denní	8.6	14.2	+6.5 až -6.5	70	35	II	
SofLens Natural Colors	polymacon	HEMA	3 - měsíční	denní	8.4, 8.7	14.0	0.0 až -6.0	38	9.5	I	barevná krycí

WILENS

Název čočky	Materiál	Základní struk. jednotky	Interval výměn	Režim nošení	Základní zakřivení [mm]	Průměr čočky [mm]	Dioptrický rozsah [dpt]	Obsah vody [%]	DK 10^{-11} [barrer]	FDA klasifikace	Poznámky
Typ T	polymacon	HEMA	roční	denní	8.5	14.1	-0.25 až -8.0	38	7.8	I	*2
Typ 50	polymacon	HEMA	roční	denní	8.75	14.1	-0.25 až -12.0	38	7.8	I	*2 *3
Typ T5 UV	polymacon	HEMA	roční	denní	8.45	14.1	+0.5 až +7.5	38	7.8	I	*2
Typ N	polymacon	HEMA	roční	denní	8.55	14.1	-12.5 až -20.0	38	7.8	I	*2
Typ 66	polymacon	HEMA	roční	denní	8.3	14.1	+14.0 až +17.5	38	7.8	I	*2
Hydrofit 38	filcon 1a	co - VP	roční	denní	7.5, 7.8, 8.1, 8.4, 8.5, 8.7, 8.8, 9.1	13.0, 13.75, 14.5	+20.0 až -20.0	38	8	I	Cantor Silver
Hydrofit 55	filcon 4a	co - VP	roční	denní	7.5, 7.8, 8.1, 8.4, 8.5, 8.7, 8.8, 9.1	13.0, 13.75, 14.5	+20.0 až -20.0	55	17	II	Cantor Silver
Hydrofit 74	filcon 4a	co - VP	roční	denní	7.5, 7.8, 8.1, 8.4, 8.5, 8.7, 8.8, 9.1	13.0, 13.75, 14.5	+20.0 až -20.0	74	33	II	Cantor Silver
D55	methafilcon A	HEMA, MA	měsíční	flexibilní denní	8.45	14.1	+3.0 až -16.0	55	28	IV	asférická (zadní pl.)
D55 - II	methafilcon A	HEMA, MA	měsíční	flexibilní denní	8.9	14.1	-0.5 až -8.0	55	28	IV	asférická (zadní pl.)

*2 – Tyto kontaktní čočky se dají barvit – vzniknou tak barevné čočky: - Transparentní - Krycí - Speciální kosmetické a zakázkové čočky

*3 – Tyto čočky se dají barvit fluorescenčními barvami a dodávají se na trh pod názvem Fluorescentní disko čočky

Název čočky	Materiál	Základní struk. jednotky	Interval výměn	Režim nošení	Základní zakřivení [mm]	Průměr čočky [mm]	Dioptrický rozsah [dpt]	Obsah vody [%]	DK 10^{-11} [barrer]	FDA klasifikace	Poznámky
D55	methafilcon A	HEMA, MA	měsíční	prodloužené flexibilní denní	8.45, 9.1	14.1	0.0	55	28	IV	terapeutická
D70	methafilcon A	HEMA, MA	měsíční	prodloužené flexibilní denní	8.4, 9.35, 9.85	14.1, 15.5	0.0	70	35	IV	terapeutická
Laguna	hioxifilcon A	Gly MA	měsíční	denní	8.6	14.3	+3.0 až -8.0	59	21	II	